

Cambivo KCS-1 Patella Knee Instrucción de la correa

Acerca de la correa de la rodilla de Patella Knee

Las correas de rodilla a menudo se denominan correas de rodilla Jumpers o correas de rótula y son simples pero efectivas. Las bandas de rodilla están diseñadas para agregar presión a través del tendón de la rótula y soportar la rótula, mejorando así el seguimiento de la rótula (movimiento de la rótula).

Utilizar para

Enfermedad de Osgood-Schlatter (OSD), luxación rotuliana, síndrome de dolor patelofemoral, artritis, condromalacia, rodilla de saltador, tendinitis rotuliana, rodilla de corredor

Está hecho para

Actividades que causan mucha presión sobre las rodillas como fútbol, baloncesto, senderismo, correr, saltar, zumba, subir y bajar escaleras, etc. También puede tratarlo como un producto de rehabilitación después de una lesión en la rodilla. Apoye las rodillas y reduzca el riesgo de una nueva lesión.

Funciones

Normalizar el rango de movimiento articular
Proporciona resistencia y estabilidad instantáneas.
Mejorar la alineación patelofemoral (rótula)
Minimice sus posibilidades de volver a lesionarse
Reduce el desgaste de la articulación de la rodilla.
Libera el estrés de tus rodillas
Reduce el dolor y la inflamación

Contenido del paquete

2 x correas de rodilla
2 x correas largas adecuadas para adultos
2 x correas cortas adicionales que son adecuadas para niños

Tabla de tallas

Mida la circunferencia a 1 pulgada (2.5 cm) debajo de la rótula y consulte la tabla de tamaños a continuación.

Tabla de tallas	
Circunf. de la rodilla	Talla
28cm-45cm(11-18")	Regular
45cm+ (18"+)	Plus

· El tamaño regular es adecuado para la mayoría de las personas..

Cómo usarlo

Estire las piernas y vuelva a colocar los muslos.

Paso 1: coloque la correa de la rodilla aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) debajo de la rótula.

Paso 2: pegue un extremo de la correa a la parte posterior. Apriete con el otro extremo hasta que la correa quede ajustada y cómoda.

Paso 3: fije el otro extremo de la correa. Toda la superficie del aparato ortopédico es adherente y puede superponerse si es necesario.



Instrucciones de cuidado

Lavar a mano en detergente suave con agua fría o tibia

Enjuague bien y seque por goteo con aire.

No usa blanqueador

No poner en la lavadora o secadora.

No lavar en seco

No planchar

Material de composición

60% SBR (neopreno), 30% fibra de poliéster, 10% spandex

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad. Si lamentablemente ha sufrido una rotura de menisco, la correa de la rótula no puede curarla. Se recomienda que elija un equipo de protección más adecuado bajo la guía de su médico.

AVISO DE ALERGIA: Estos productos pueden contener látex de caucho natural y pueden causar una reacción alérgica. Si ocurre una condición alérgica, deje de usarla inmediatamente. Si la alergia se intensifica o el dolor persiste, consulte a su médico.

Información de garantía

Términos y Políticas

Cambivo garantiza que todos los productos son de alta calidad en material, artesanía y servicio por un mínimo de 1 año, efectivo desde la fecha de compra. El reemplazo o el reembolso están disponibles para cualquier defecto del fabricante que se encuentre y problemas de tamaño.

Esta garantía no se aplica a lo siguiente:

- Daños debidos a abuso, accidente, alteración, mal uso, manipulación o vandalismo.
- Mantenimiento inadecuado o inadecuado.

¡Puede registrarse para extender su garantía por 1 año adicional!

www.cambivo.com/warranty

Atención al cliente

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta sobre su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Estamos aquí por tí.



support@cambivo.com

* Tenga su número de pedido listo antes de contactar al servicio de atención al cliente.